

接続式細胞培養容器

NICO[®]-1 キャンペーン

キャンペーン期間:2017年5月1日(月)~9月29日(金)

その1: NICO[®]-1 Sample Packフィルター付特別キャンペーン


まったく新しい横型の細胞の相互作用を観察する
接続式培養プレートNICO[®]-1のSample Packを約半額でご提供。

	通常	Sample Packキャンペーン
製品	NICO [®] -1 Sample Pack	
型番	2501-04	2501-04S
入数	NICO-1 1セット	NICO-1 1セット+Filter4枚(無償サンプル)つき
標準価格	8,500円(税抜)	5,800円(税抜)

その2: NICO[®]-1 5セット期間限定販売

5セットの販売により、NICO[®]-1がよりお求め易く!!

	NICO [®] -1 5セット
製品	NICO [®] -1
型番	2501-07
入数	5セット
標準価格	30,000円(税抜)



NICO[®]-1は「革新的ベンチャービジネスコンテスト いしかわ2016」最優秀賞を受賞しました。

関連製品: **JuLI Stage** Real time Cell History Recorder

NICO[®]-1を用いて細胞をライブセルモニタリングしてみませんか?


特徴:

- ・撮影から動画作成まで直感的な操作
- ・CO₂インキュベーター内で使用可能
- ・ディッシュ、ウェル内の任意の場所を観察
- ・ステッチ機能で1ウェル全体の画像を取得



特徴

- 細胞間相互作用中に左右のウェルで細胞を同時に顕微鏡で観察が可能
- 上下で培養上清を共有するタイプと異なり、細胞底面は同じ材質
- フィルターの挿入によりウェル間での細胞の移動・混入はなし
- 培養上清中の蛋白等が自然に拡散するため、細胞同士の自然な相互作用観察に最適
- 異なる環境で培養した細胞を容器ごと接続可能



製品名	容量	型番	内容	価格
NICO®-1	10セット (A・B接続体2個×10セット)	2501-02	1セットには、A本体2個、B本体2個、Oリング2個、共通蓋4個、カバー4個が含まれています。フィルターは含まれていません。必要に応じて市販の13mmの円形フィルターをご使用ください。	58,000円
	5セット (A・B接続体2個×5セット)	2501-07	1セットには、A本体2個、B本体2個、Oリング2個、共通蓋4個、カバー4個が含まれています。フィルターは含まれていません。必要に応じて市販の13mmの円形フィルターをご使用ください。 期間限定での販売です。	30,000円
NICO-Filter 0.6	100枚/セット	2525-01	it4ip社作成のNICO-1専用フィルターです。ポリカーボネート製で、孔径は、0.6μmです。蛋白等が比較的低吸収のTrack Etched Membraneです。一般的な培養細胞が通過しない孔径ですが、目的とする実験系に合わせて、そのご使用について御判断ください。	23,000円
NICO®-1 Sample Pack	1セット	2501-04S	評価用サンプルパックです。特別フィルター付き。内容：NICO-1:1セット+NICO-Filter 0.6 4枚	8,500円 5,800円

特定販売代理店

エア・ブラウン株式会社
ライフサイエンス部 <http://www.arb-ls.com>

東京：〒104-0061
東京都中央区銀座7-13-8 第2丸高ビル
Tel 03-3545-5720 Fax 03-3543-8865

大阪：〒541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル
Tel 06-6282-4004 Fax 06-6282-4005

NICO-1 及び NICO-1 フィルター
総販売元：株式会社ギンレイラボ <http://www.ginreilab.jp>
NICO-1
製造元：伸晃化学株式会社 <http://www.shinko-ccl.co.jp>
NICO-1 フィルター
製造元：it4ip (ベルギー) <http://www.it4ip.be>

- ※ 2017年4月現在の定価です。消費税は含まれておりません。
- ※ 価格、仕様等は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。
- ※ NICO シリーズ製品は、人間（治療、診断、その他）に直接使用できません。
- ※ NICO-1 は、底面の厚みのために、倒立顕微鏡で20倍までの観察が可能です。
- ※ 高倍率で観察を希望される方は、今後発売予定の高倍率用 NICO-1 を御利用ください。
- ※ 購入に関しては、販売代理店にお問い合わせください。

販売代理店